

## Projekt:

## Carino Höhenverstellbarer Duschstuhl

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		<p><b>Carino Höhenverstellbarer Duschstuhl, Elektrisch</b>  Hersteller: Arjo  Modell: BOC 1001-01</p> <p>Entwickelt für die Reduzierung von Transfers bei begleiteten Dusch- und Hygiene-Tätigkeiten. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, alltägliche Hygiene-Aufgaben wie Waschen, WC-Besuch oder Fußpflege des Bewohners/Patienten alleine auszuführen.</p> <p><b>Höhenverstellbarkeit</b>  Die Höhenverstellbarkeit in Kombination mit einem patentierten, geschwungenen Rahmen ermöglicht eine komfortable Positionierung und Unterstützung des Bewohners/Patienten, welcher während aller Hygieneaktivitäten sitzend versorgt werden kann. Die Pflegekraft kann jederzeit in ihrer gewünschten Arbeitshöhe ergonomisch arbeiten. Die Anzahl der Transfers wird während des Hygienevorgangs reduziert und eine persönliche Interaktion wird ermöglicht.  Der Patient bzw. Bewohner kann sitzend zu einem Duschaum oder WC transferiert werden. Der Stuhl lässt sich auf eine passende Höhe über dem WC oder auf eine bequeme Position für das Duschen einstellen.</p> <p><b>Patentierete schwenkbare Beinstützen</b>  Stützen die Beine während des Transports ab. Einstellbar in drei verschiedenen Positionen, angepasst an die Größe des Bewohners/Patienten.</p> <p><b>Drehbare Fußplatten</b>  Stützen die Füße während des Transports in niedrigeren Positionen und während des WC-Besuchs ab. Sie können bei Nichtgebrauch unter dem Duschstuhl positioniert werden.</p> <p><b>Fahrgriffe</b>  Für die richtige Fahrposition des Pflegepersonals befinden sich in der Armlehne integrierte Fahrgriffe hinter der Rückenstütze.</p> <p><b>Laufrollen</b>  Verfügt über vier arretierbare Laufrollen.</p>		

**Projekt:****Carino Höhenverstellbarer Duschstuhl**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		<p><b>Sicherheitsgurt</b> Der Gurt sichert den Bewohner/Patienten auf dem Stuhl. Befestigung des Gurtes zu beiden Seiten des Knaufs an der Rückenstütze.</p> <p><b>Handbedienung</b> Auf der Rückseite der Handbedienung befindet sich ein Haken, mit der sie leicht an verschiedenen Stuhlkomponenten aufgehängt werden kann. Mit den Auf- und Abwärtspfeiltasten wird der Stuhl angehoben bzw. gesenkt.</p> <p><b>Sitz</b> Bequem gestalteter Sitz; kann zur Reinigung bzw. Desinfektion nach oben geklappt werden. Der Sitz ist in seiner normalen Position durch eine einrastende Halterung an seiner Vorderkante befestigt. Für eine optimiertere Ergonomie lässt sich der Sitz mit dem Stuhl in hoher Position nach oben klappen. Durch einen diskreten Körperzugang wird die Ausführung der hygienischen Versorgung ermöglicht.</p> <p><b>Automatische Sicherheitsabschaltung</b> Tritt beim Absenken des Stuhls ein Hindernis auf oder wird durch einen Gegenstand blockiert, wird eine automatische Stoppfunktion aktiviert.</p> <p><b>Not-Aus-Schalter</b> In Notfällen können sämtliche Funktionen durch Betätigen der roten Taste auf der linken Seite der Hubeinheit gestoppt werden.</p> <p><b>Not-Absenkung</b> Im Notfall kann der Stuhl manuell abgesenkt werden.</p> <p><b>Batterie</b> Wird an der Stuhlseite eingeschoben. Der Stuhl ist erhältlich mit zwei Batterien und einem Batterieladegerät.</p> <p><b>Nackenkissen</b> Dient beim Transfer und Duschen als bequeme Stütze.</p>		
<b>2</b>		<p><b>Technische Daten</b></p> <p>Carino, höhenverstellbarer Duschstuhl Modell BOC 1001-01 Farben: Grau, Blau</p>		

## Projekt:

## Carino Höhenverstellbarer Duschstuhl

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		<p>Sichere Arbeitslast (SAL): 140 kg            Gewicht: 42 kg            Max. Gesamtgewicht des Lifters (inkl. Person): 182 kg            Min. Länge bei einklappbaren Fußplatten: 881 mm            Max. Länge bei ausgefahrenen Fußplatten: 1310 mm            Gesamtbreite: 630 mm            Gestell, Breite: 624 mm            Gestell, Breite zwischen Beinen: 424 mm            Gestell Länge: 857 mm            Min. Höhe Rückenlehne, niedrigste Position: 1240 mm            Max. Höhe Rückenlehne, höchste Position: 1555 mm            Sitzhöhe, niedrigste Position/ höchste Position: 450 mm/ 1050 mm            Hubbereich (Sitz): 600 mm            Betriebsmodus: ED Maximum 10%, 1 Min. EIN, 9 Min. AUS            Bedienkräfte der Steuerung: 2,7 N            Verschmutzungsgrad: 2            Netzspannung &amp; Nennspannung: 24 V DC            Max. Stromleistung: 150 VA            Akku: NiMH; Arjo NEA 0100            Akkuladegerät: NEA 8000            Akku-Kapazität: 2,5 Ah            Schutzart/ Schutzart Fernbedienung: IP24/ IPX7            Medizinische Ausstattung: Typ BF            Sicherung: T5AL 250 V</p> <p><b>Fabrikat Arjo</b></p> <p>Typ: <b>Carino</b>            Artikel-Nr. <b>BOC 1001-01</b></p>		
<b>3</b>		<p><b>Normen und Zertifizierungen</b>            Erfüllt die Anforderungen der EN IEC 60601-1:2005 / AMD1:2012, 60601-1-11:2015 und IEC 60601-1-6:2010 / AMD1:2013. Zudem erfüllt der Carevo die Anforderungen der IEC 62366-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14, ANSI/AAMI ES60600-1:2005 sowie der DIN EN ISO 10535:2006. Konformität mit den geltenden Bestimmungen der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte und entspricht zudem der folgenden EU-Gesetzgebung: Maschinenrichtlinie 2006/42/EC RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.</p>		

**Projekt:****Carino Höhenverstellbarer Duschstuhl**

<b>Pos.</b>	<b>St.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EP</b>	<b>GP</b>
4		<b>Zubehör (Optional)</b>  <b>Rückenkissen</b> Ein zusätzliches Kissen, das den Rücken stützt, lässt sich einfach auf die Größe des Patienten bzw. Bewohners einstellen.  <b>Sitzkissen</b> Das Sitzkissen kann für druckempfindliche Patienten bzw. Bewohner eingesetzt werden.  <b>Toilettenadapter</b> Dient als Spritzschutz zwischen dem WC-Stuhl und dem Carino-Hygiensitzlifter beim Toilettenbesuch. Er kann genau wie das Steckbecken von hinten unter dem Sitz angebracht werden.  <b>Steckbecken</b> Das Steckbecken kann von hinten unter dem Sitz angebracht werden.		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH  
Peter-Sander-Straße 10  
55252 Mainz-Kastel  
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160