

DUSCHWAGEN

Carevo®



Ausgestattet mit einer patentierten Flexi Zone und Ergo-Zugangsbereichen

Der Carevo® Duschwagen wurde für ein angenehmes Duscherlebnis für Patienten und Bewohner entwickelt, die in einer liegenden Position bleiben müssen, während die Pflegekraft gleichzeitig effizient und ergonomisch arbeiten kann.

Für Pflegebedürftige wie Emma entwickelt.



Entwickelt für Patientenkomfort

Das weiche Oberflächenmaterial und die patentierte Flexi Zone sorgen für mehr Komfort für den Bewohner während der gesamten hygienischen Versorgung.

Universelles Bedienfeld

Deutlich markierte Bedienfelder befinden sich an beiden Seiten und an der Oberseite des Duschwagens, um einfachen Zugang für die Pflegekraft zu ermöglichen.

Mehr Patientensicherheit

Komfort-Haltegriffe geben dem Bewohner oder Patienten Halt und mehr Sicherheit. Darüber hinaus wird die Teilhabe des Pflegebedürftigen gefördert.

Erleichtert eine verbesserte Arbeitshaltung


Durch die Höhenverstellbarkeit und die patentierten Ergo-Zugangsbereiche, kann die Pflegekraft näher an den Bewohner herantreten und eine bequeme Arbeitshaltung einnehmen. So kann die statische, körperliche Überbelastung reduziert werden.*

*Quelle: Knibbe NE, Knibbe JJ & Waaijer E (2013)

Ausstattungsmerkmale



PLATZBEDARF



Der blaue Bereich zeigt den benötigten Arbeitsbereich, um die hygienische Versorgung und den Transfer zu erleichtern, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz für Bewohner/Patienten, Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.

PRODUKTINFORMATIONEN

Sichere Arbeitslast (SAL) Patient + Wasser	200kg
Max. Patientengewicht	182 kg
Gewicht (einschl. Matratze)	82kg
Gesamtlänge	2005 mm
Breite (Liege)	586 mm
Gesamtbreite (inkl. Seitenstützen)	759 mm-888 mm
Länge Fahrgestell	1211 mm
Breite Fahrgestell	700 mm
Höhe, oberste Position vom Boden bis zur Liege	955 mm
Höhe, niedrigste Position vom Boden bis zur Liege	605 mm
Hubbereich	350 mm

ZUBEHÖRTEILE

- Kopfkissen
- Keilkissen
- Auflage
- Ablaufschlauch
- Akku und Akkuladegerät
- Oberflächendesinfektionsmittel

Für weitere Informationen besuchen Sie www.arjo.com

©Arjo, Oktober 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Arjo.A00012.1.1.DE

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Schweden • +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hügendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56

arjo