

Evenda®

Design, das verbindet

Das Langzeitpflegebett mit dem Zuhause-Gefühl



Die Bettenserie Evenda erfüllt die Bedürfnisse von Bewohnern und Pflegekräften in der Langzeitpflege und bietet dabei ein wohnliches Design. Das Bettensortiment umfasst drei Modelle: Moveno, Comfio und Sereno, die je nach den individuellen Anforderungen des Bewohners

und den Präferenzen der Einrichtung eine anpassbare Lösung darstellen. Textilpolster, Kopf- und Fußbretter sowie Sicherheitsseiten ermöglichen es, eine Bettlösung zu entwerfen, die eine wohnliche Atmosphäre vermittelt und zugleich komfortabel ist.



Evenda Moveno

Das Evenda Moveno ist so konzipiert, dass es Unabhängigkeit und Mobilität außerhalb des Bettes fördert, und eignet sich daher für mobilere Bewohner:

Fußbrett mit Haltestange zur Unterstützung des Bewohners, wenn das Bett im Raum bewegt wird

Ausschwenkbarer Mobilitäts-Haltegriff für das einfache Ein- und Aussteigen aus dem Bett

In geschlossener Position bietet der Mobilitäts-Haltegriff dem Bewohner eine gute Unterstützung bei seiner Neupositionierung im Bett



Evenda Comfio

Zur Unterstützung einer sicheren und effizienten Pflege von immobilen Bewohnern:

4 große Rollen mit zentraler Arretierung für den einfachen Transport im Bett

Auswahl an geteilten, ausziehbaren oder 3/4-langen Sicherheitsseiten

Fußbrett mit Zubehörstange. Matratzenpumpen können so angebracht werden, dass die Haken nicht in den Bettraum ragen

Batteriepuffer, damit das Bett auch dann betrieben werden kann, wenn es vorübergehend von der Stromversorgung getrennt wird



Evenda Sereno

Entwickelt, um Bewohnern mit kognitiven Herausforderungen eine sichere und erkennbare Umgebung zu bieten:

Vereinfachte Handbedienung für die Bewohner. Handbedienung für die Pflegekräfte am Fußende des Bettes

Das breitere Gestell und die geringe Höhe von nur 17 cm bieten ein Gefühl der Sicherheit, um die Angst vor dem Herausfallen aus dem Bett zu verringern

Kopf- und Fußbrett mit Farbkontrasten, um das Bett besser erkennbar zu machen

Die Unterbettbeleuchtung kann Bewohnern helfen, wenn sie nachts aufstehen müssen



Jedes Detail ist Teil des „Großen Ganzen“



1 Automatische Regression der Liegefläche, um ein Nach-unten-Rutschen des Bewohners im Bett zu vermeiden

2 Mobilitäts-Haltegriff mit zwei Positionen, der weggeklappt werden kann

3 Sortiment an Handbedienungen, einschließlich einer vereinfachten Handbedienung für den Bewohner

4 Erhältlich in einer breiten Ausführung

5 Verschiedene Kopf- und Fußbrettausführungen zur Anpassung an Bedürfnisse und Vorlieben

6 Optionale manuelle CPR-Notfallauslösung

7 Die Betten mit 6 und 8 Rollen erreichen eine Liegeflächenhöhe von nur 17 cm, weshalb sie für Bewohner mit sehr hoher Sturzneigung geeignet sind



Entwickelt im Hinblick auf unterschiedliche Pflegebedürfnisse

Evenda® kann so konfiguriert werden, dass es den Anforderungen Ihrer Einrichtung entspricht

Standard Optional



| | | MOVENO | COMFIO | SERENO |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ROLLEN | 6 Rollen (17 cm, niedrig) | <input checked="" type="radio"/> | | <input type="radio"/> |
| | 8 Rollen (17 cm, niedrig) | <input type="radio"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| | 4 Rollen | | <input checked="" type="radio"/> | |
| ROLLENABDECKUNGEN INKLUSIVE | | <input checked="" type="radio"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| KOPF- UND FUSSBRETTER Alle Designoptionen sind auf Seite 4 einsehbar | Variante A | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Variante B | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | Variante C | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Variante D | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| SICHERHEITSEITEN | Keine Sicherheitsseiten | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> |
| | 50:50 geteilte Teleskop-Sicherheitsseiten | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | 40:60 geteilte Teleskop-Sicherheitsseiten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | 3/4-lange Sicherheitsseiten | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| MOBILITÄTS-HALTEGRIF | | <input checked="" type="radio"/> | | <input type="radio"/> |
| BEDIENEINHEITEN | Standard-Handbedienung mit Tasten | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| | Tastatur-Handbedienung mit Neigefunktion | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Vereinfachte Handbedienung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| NETZAUSFALLSCHUTZ (BATTERIEVERSORGUNG) | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| LIEGEFLÄCHENBREITE | 90 cm | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | 107 cm | <input type="radio"/> | | <input checked="" type="radio"/> |
| CPR-NOTFALLAUSLÖSUNG | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| UNTERBETTBELEUCHTUNG | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |



Funktionen und Leistungsmerkmale

| TECHNISCHE ANGABEN | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------|
| | Moveno | Comfo | Sereno |
| Gesamtlänge (Standard) | 2100 mm | 2150 mm | 2100 mm |
| Gesamtbreite | 990 mm | 1040 mm | 1210 mm |
| Matratzenlänge (Standard) | 1980–2000 mm | 1980–2000 mm | 2000 mm |
| Matratzenbreite | 900 mm | 900 mm | 1070 mm |
| Gesamtlänge (mit Verlängerung) | Position 1: 2200 mm, Position 2: 2300 mm | | |
| Matratzenlänge (mit Verlängerung) | Position 1: 2100 mm, Position 2: 2200 mm | | |
| Gesamtlänge (kurz) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Obere Höhen-Position | 750 mm | 800 oder 825 mm | 750 mm |
| Untere Höhen-Position | 170 mm | 310 oder 335 mm | 170 mm |

| GESAMTABMESSUNGEN | |
|---|---------------------------------|
| Länge der Rückenlehne | 800 mm |
| Länge des Sitzsegments | 245 mm |
| Länge des Unterschenkelsegments | 500 mm |
| Länge des Oberschenkelsegments | 285 mm |
| Sichere Arbeitslast (Safe Working Load, SWL)/maximales Patientengewicht | 230 kg/195 kg |
| Neigung Kopfteil tief | 12° |
| Neigung Fußteil tief | 12° |
| Winkel Rückenlehne | 70° |
| Stopp Rückenlehne | 30°, 45° |
| Winkel Oberschenkelbereich | 40° |
| Winkel Wadenbereich | 0–18° |
| (Wasser-)Eindringschutz | IP24 |
| Schutz vor Stromschlag | KLASSE 1 ODER KLASSE 2, TYP B |
| Eingangsleistung | 100–240 V, 50/60 Hz, max. 3,9 A |
| Sicherheitsstandard | IEC 60601-2-52 |

| ZUBEHÖRTEILE*** |
|---|
| Patientenaufrichter |
| Infusionsständer |
| DIN-Schiene mit Haken |
| Kunststoffabdeckungen |
| Netzausfallschutz (Batterieversorgung) |
| Wandabstandshalter kopfseitig |
| Mobilitäts-Haltegriff |
| Tasche für persönliche Gegenstände |
| Urinflaschenhalter |
| Sicherheitsseiten-Abdeckung, Teleskopseiten |
| Gepolsterter Bezug für das Kopfbrett |
| Flexible Handbedienungshalterung |

EVENDA IST IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTlich

- A** Modern und pflegeleicht**
- B** Zweifarbig für mehr Kontrast
- C** Zubehörschiene für Matratzenpumpen oder anderes Zubehör
- D** Haltegriff zur Unterstützung des Bewohners

* Muss zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewählt werden
 ** Auch mit niedrigem Fußbrett erhältlich
 *** Nachrüstbar



Juni 2022. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hügendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56
 Arjo.A005871.0.DE.DE

arjo