

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderaustattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Polyester mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung mit Haltegriff, Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Automatische Wannenfüllung Die Classic Line 2 Badewanne verfügt über eine Einfüllautomatik, die das Wasser bis zum automatischen Füllstandsensors einlässt. Sobald der Füllstand erreicht ist, hört das Wasser von selbst auf einzufließen. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebedürftigen gearbeitet werden kann. Standardfarbe: weiß Zubehör: Kopfkissen, Fußstütze		
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min. 40 Sek.		

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi) Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Basic Artikel-Nr. ACL20000		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Medizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit.		
4		Sonderaustattung (gegen Mehrpreis) Notablass (Safety Option) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren.		

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
------	-----	-------------	----	----

Fabrikat: Arjo
Typ: Classic Line 2 Basic
Artikel-Nr. ACL00100

Farbe des Wannenkörpers
Lieferbar in allen RAL-Farbtönen

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderaustattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Polyester mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung mit Haltegriff, Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebedürftigen gearbeitet werden kann. Standardfarbe: weiß Zubehör: Kopfkissen, Fußstütze		
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min. 40 Sek. Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi)		

Projekt:**Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Basic Artikel-Nr. ACL20000		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Medizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit.		
4		Sonderaustattung (gegen Mehrpreis) Notablass (Safety Option) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren. Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Basic Artikel-Nr. ACL00100		

Projekt:

Classic Line 2 Basic Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderaustattung

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
------	-----	-------------	----	----

Farbe des Wannenkörpers
Lieferbar in allen RAL-Farbtönen

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderausstattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung. Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Automatische Wannenfüllung Die Classic Line 2 Badewanne verfügt über eine Einfüllautomatik, die das Wasser bis zum automatischen Füllstandsensors einlässt. Sobald der Füllstand erreicht ist, hört das Wasser von selbst auf einzufließen. Luftperlbad Das Luftperlbad (Air Spa)- Therapiesystem bläst Luft mit zwei Intensitätsstufen durch 10 strategisch positionierten Düsen. Bietet Bewohnern/Patienten Entspannung und Massage. Automatische Desinfektion des Luftperlbads und integriertes, manuelles Reinigungs- und Desinfektionssystem Das Luftperlbaddüsensystem wird 10 Sekunden lang automatisch desinfiziert. Danach kann die manuelle Desinfektion durch den gelben Desinfektionssprühkopf erfolgen. Dies ermöglicht der Pflegekraft, das Bad und alle verwendeten Hilfsmittel nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Diese kann 170 Sekunden genutzt werden, bevor sie sich automatisch abschaltet. Die Zeit der manuellen Desinfektion kann nach Bedarf auch reduziert werden. Wenn die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels rum ist, wird das Luftperlbadsystem automatisch 40 Sekunden lang mit sauberem Wasser gespült und danach findet ein Trocknungsprozess von 40 Sekunden statt. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebe-		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		dürftigen gearbeitet werden kann.		
		Standardfarbe: weiß		
		Zubehör: Kopfkissen, firmeneigenes Desinfektionsmittel		
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min. 40 Sek. Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi) Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Premium Artikel-Nr. ALC 110 00		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Medizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit		
4		Sonderausstattung (gegen Mehrpreis) Safety Option (Notablass) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren. Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Basic Artikel-Nr. ACL11100 Farbe des Wannenkörpers: Lieferbar in allen RAL-Farben		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Straße 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderausstattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung. Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Luftperlbad Das Luftperlbad (Air Spa)- Therapiesystem bläst Luft mit zwei Intensitätsstufen durch 10 strategisch positionierten Düsen. Bietet Bewohnern/Patienten Entspannung und Massage. Automatische Desinfektion des Luftperlbads und integriertes, manuelles Reinigungs-und Desinfektionssystem Das Luftperlbaddüsensystem wird 10 Sekunden lang automatisch desinfiziert. Danach kann die manuelle Desinfektion durch den gelben Desinfektionssprühkopf erfolgen. Dies ermöglicht der Pflegekraft, das Bad und alle verwendeten Hilfsmittel nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Diese kann 170 Sekunden genutzt werden, bevor sie sich automatisch abschaltet. Die Zeit der manuellen Desinfektion kann nach Bedarf auch reduziert werden. Wenn die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels rum ist, wird das Luftperlbadsystem automatisch 40 Sekunden lang mit sauberem Wasser gespült und danach findet ein Trocknungsprozess von 40 Sekunden statt. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebedürftigen gearbeitet werden kann. Standardfarbe: weiß Zubehör: Kopfkissen, firmeneigenes Desinfektionsmittel		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min. 40 Sek. Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi) Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11 mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo		

Projekt:**Classic Line 2 Premium Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Typ: Classic Line 2 Premium Artikel-Nr. ALC 110 00		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Medizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit		
4		Sonderausstattung (gegen Mehrpreis) Safety Option (Notablass) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren. Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Basic Artikel-Nr. ACL11100 Farbe des Wannenkörpers: Lieferbar in allen RAL-Farben		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Straße 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderausstattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Polyester mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung mit Haltegriff, Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Automatische Wannenfüllung Die Classic Line 2 Badewanne verfügt über eine Einfüllautomatik, die das Wasser bis zum automatischen Füllstandsensoren einlässt. Sobald der Füllstand erreicht ist, hört das Wasser von selbst auf einzufließen. Integriertes, manuelles Reinigungs-und Desinfektionssystem Ermöglicht der Pflegekraft, das Bad und alle verwendeten Hilfsmittel nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Ausgestattet mit einem separaten Desinfektionssprühgriff. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebedürftigen gearbeitet werden kann. Standardfarbe: weiß Zubehör: Kopfkissen, firmeneigenes Desinfektionsmittel		
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm		

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min. 40 Sek. Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi) Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Standard Artikel-Nr.: ACL10000		

3**Normen und Zertifizierungen**

Entspricht den allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Me-

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		dizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit		
4		Sonderausstattung (gegen Mehrpreis) Safety Option (Notablass) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren. Farbe des Wannenkörpers Lieferbar in allen RAL- Farbtönen Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Standard + Safety Option Artikel-Nr. ACL10100		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Straße 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne mit Safety Option als Sonderausstattung für begleitetes Baden Pflegebadewanne von 730mm bis 1030mm höhenverstellbar über zwei elektromechanische Antriebe, freistehend, von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Ermöglicht einer einzelnen Pflegekraft, den Bewohner/Patienten in einer sicheren und ergonomischen Arbeitsposition zu baden. Pflegebadewanne aus glasfaserverstärktem Polyester mit umlaufender, geschlossener Wannenverkleidung und Armaturenpult, Rückwand als Revisionsöffnung. Freitragende korrosionsgeschützte Hebemechanik, unterfahrbar für mobile Liftersysteme, Fußfreiheit für das Pflegepersonal mit rutschfesten, höhenverstellbaren Füßen. Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren, mit Schaltkasten, Trafo 24 Volt. Breiter, voluminöser Wanneninnenkörper, zwei Haltegriffe, dreifach verstellbare Fußstütze bzw. Wannenverkürzung mit Haltegriff, Ab- und Überlaufgarnitur mit Excenter und Geruchsverschluss, flexibler, spiralverstärkter Ablaufschlauch DN 40. Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-Anschlusschläuchen. Trinkwasserschutz nach EN 1717 Die Wanne verfügt über einen Wassertank der mittels eines Dreifach-Magnetventils über einen freien Wassereinlauf den Tank mit Frischwasser befüllt. Die Wasserversorgung der Dusche erfolgt somit aus diesem Wassertank. Mit dieser Funktionsweise erfüllt die Wanne die Trinkwasserschutzverordnung gemäß EN 1717. Dreifacher Verbrühschutz Stoppt den Wasserfluss, wenn die Temperatur das Sicherheitsniveau (45°C) überschreitet. Temperaturdisplay Ausgestattet mit zwei Temperaturanzeigen: Eine für die Temperatur in der Wanne, die andere für die Wassertemperatur der Wannenfüllung oder der Dusche. Funktionssperre Bei Betätigen der Ein-Aus-Taste der Funktionssperre werden alle Tasten im Bedienfeld deaktiviert.		

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		tiviert. Dabei leuchtet eine gelbe LED-Lampe auf. Eine versehentliche Aktivierung der Funktionen wird vermieden. Not-Aus-Schalter Ein hinter dem Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. Regelmäßige, automatische Wasserspülung Leitet das Wasser durch den Wanneneinlauf und den Duschgriff erstmals 30 Stunden nach der letzten Benutzung in den Wannenkörper. Rohrleitungen werden ab dann alle 24 Stunden bei Nichtbenutzung mit Wasser durchgespült, damit stehendes Wasser verhindert und ein mögliches Bakterienwachstum reduziert wird. Integriertes, manuelles Reinigungs-und Desinfektionssystem Ermöglicht der Pflegekraft, das Bad und alle verwendeten Hilfsmittel nach dem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Ausgestattet mit einem separaten Desinfektionssprühgriff. Nach innen gebogene Seitenverkleidung Bieten der Pflegekraft zusätzlichen Platz für die Knie, damit so nah wie möglich am Pflegebedürftigen gearbeitet werden kann. Standardfarbe: weiß Zubehör: Kopfkissen, firmeneigenes Desinfektionsmittel		
2		Technische Daten Max. SAL (Patient/Bewohner + Wasser): 415 kg Max. Patientengewicht: 182 kg Gesamtlänge (außen): 2185 mm Gesamtlänge (innen): 1885 mm Gesamtbreite (außen): 780 mm Gesamtbreite (innen, breiteste Stelle): 665 mm Min. Höhe Wannenrand: 730 mm Max. Höhe Wannenrand: 1030 mm Gewicht: 141 kg Verpackungsgewicht: 40 kg Wasserkapazität (bis Überlauf): 300 l Wasserkapazität (bis autom. Füllstand): 180 l Füllzeit bis zum Level der autom. Wannenfüllung 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 40 Min.		

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		40 Sek. Füllzeit bis zum Überlauflevel 3000 kPa dyn. Druck (Hw 80 C): 7 Min. 40 Sek. Zeit zur Entleerung vom Überlauflevel: 8 Min. 12 Sek. in unterer Position oder 6 Min. in oberer Position Max. statischer Wasserdruck: 6 bar (600 kPa, 87 psi) Mindestbetriebswasserdruck: 1 bar (100 kPa, 14,5 psi) IP-Klasse nach IEC 60529 Max. Höhe (Boden bis Wannenrand): 1030 +/- 10 mm (40,5 in) Min. Höhe (Boden bis Wannenrand): 730 +/- 10 mm (29 in) Thermometeranzeigebereich: 10 – 50° C Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz Sicherung 10 A Anzahl Phasen: einphasig, AC Stromverbrauch: 1000 VA Sicherung: 6,3 A Hubgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 11mm/s Hubgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 7,5 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (ohne Last): 10 mm/s Senkgeschwindigkeit Badewanne (mit Last): 11 mm/s Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Standard Artikel-Nr.: ACL10000		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits-und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2: 2014 (4. EMV-Ausgabe), IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013 und gemäß EN ISO 10993-1:2018 für biologische Prüfung von Medizinprodukten, EN13076 sowie EN 1717:2000 für die Sicherheit		

Projekt:**Classic Line 2 Standard Höhenverstellbare Badewanne für Begleitetes Baden mit integriertem Desinfektionssystem und Safety Option als Sonderausstattung**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
4		Sonderausstattung (gegen Mehrpreis) Safety Option (Notablass) Im Falle eines Stromausfalls kann die Wanne abgesenkt werden, um den Pflegebedürftigen sicher aus der Wanne zu transferieren. Farbe des Wannenkörpers Lieferbar in allen RAL- Farbtönen Fabrikat: Arjo Typ: Classic Line 2 Standard + Safety Option Artikel-Nr. ACL10100		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Straße 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160