

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung Standardversion**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung für das begleitete Baden Parker Sitzbadewanne, mit elektrischer Neigungs- und Höhenverstellung für die bevorzugte Position von Pflegekraft und Bewohner bzw. Patient. Verfügt über eine Schwingtür zur Erleichterung des Zugangs und des begleiteten Transfers in und aus der Wanne. Ermöglicht den Seiteneinstieg von links aus Sicht des Badenden. Ist zudem ausgestattet mit einem Thermostat bestehend aus 3 Einzelthermostaten DN15 mit Höchsttemperatursicherung für die Wannenfüllung und Handbrause, inklusive Feststellknopf. Wannenkörper: Wannenkörper bestehend aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Inklusive zwei Haltegriffen. Nach oben zu öffnende, durch eine Gasdruck-Feder gestützte und einer zusätzlichen Druckfeder abgesicherten Seitentür mit Gummidichtung. Mehrere Verbrühschutz-Stufen Ist zudem mit mehreren Verbrühschutz-Stufen, einschließlich Temperaturanzeige, temperatur- und druckregulierender Mischventile sowie einer automatischen Heißwasser-Abschaltung bei Überschreitung bestimmter Temperaturwerte, ausgestattet. Automatische Wannenfüllung Durch Drücken der Fülltaste am Bedienfeld wird der Fußraum der Wanne bis zu einem voreingestellten Level (96 Liter) gefüllt. Nachdem die Wanne gefüllt ist kann durch Drücken der Bedienungstaste Wasser nachgefüllt werden. Der Nachfüllvorgang stoppt automatisch nach 60 Sekunden oder kann durch erneutes drücken der Bedientaste beendet werden. Ein Überlaufen der Wanne wird so verhindert. Integriertes Bedienfeld zum Betätigen der Wannenfüllung und Dusche mit einer doppelten digitalen Temperaturanzeige, verchromtem Wanneneinlauf, Handbrause mit Absperrfunktion, Duschschlauch und Halterung für die Handbrause. Ein zusätzlich integrierter Akku (24 V) macht es möglich, den Badevorgang auch bei einem Netzausfall zu beenden. Alle Funktionen bis auf die automatische Wannenfüllung, Luftperlbad		

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung Standardversion**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		und Sound & Vision (jeweils optional) werden durch den Akku gesichert. <u>Funktionssperrsystem</u> Die Parker Wanne ist mit einem Funktionssperrsystem erhältlich, welches folgende Funktionen sperrt: Automatische Wannenfüllung, Dusche, Luftperlbad, Höhenverstellung, Neigungsverstellung und Desinfektion. Dies gibt dem Pflegepersonal die Möglichkeit, ungewollte Funktionsänderungen zu vermeiden. Ist das Funktionssperrsystem aktiviert, blinkt eine gelbe LED. <u>Not-Aus-Schalter</u> Ein am Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. <u>Ab- und Überlaufgarnitur</u> Mit Geruchsverschluss DN 40 und flexiblem Abaufschlauch. <u>Farben:</u> Weiß mit blauer Wannenstoßkante sowie in Weiß mit hellgrauer Wannenstoßkante erhältlich		
2		Technische Details und Maße: Wannenlänge: 1960 mm Wannenbreite: 750 mm Wannenhöhe: 2510 mm Hubhöhe niedrigste Stellung: 565 mm Hubhöhe höchste Stellung: 685 mm Gewicht je nach ausgewählten Optionen: 124-131 kg Maximale Einschaltdauer in der Hebe-/Senkfunktion: 1 Minute EIN, 9 Minuten AUS Maximale Einschaltdauer Sprudelbad-System: 15 Minuten EIN, 15 Minuten AUS Betriebskraft Bedienfeld: 4 N Betriebskraft Handbedienung: 3 N Betriebskraft für Handbedienung Sound & Vision-System: 3N Medizinische Ausstattung: Typ B Verschmutzungsgrad: 2 Brandschutzart: In Übereinstimmung mit EN/ISO 60601-1 Maximales Bewohner/Patientengewicht: 210 Kg Höchstlast (Bewohner + Wasser): 300 Kg Grundmodell Art.-Nr.: AL20000-EU Wasserverbrauch (V des Fußbeckens): 96 l Füllzeit bei 3,0 bar (43,5 psi) dynamischen		

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung Standardversion**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Druck: 100 s Wasservolumen bis Überlaufniveau: 230 l Wasservolumen bis auto. Füllstand 96 l Leerungsdauer (96 l): 3 Minuten Thermometerbereich: 10-50°C (50-122° F) Thermometergenauigkeit: +/-1°C (1.8° F) Thermometerauflösung: 0,1°C (0.18° F) <u>Stromversorgung:</u> 230/240 V Einphasig AC 50Hz Absicherung B10 A oder B16 A RCD-(FI) Schalter 30 mA IP-Schutzart: IPX4 Fabrikat: Arjo Typ: Parker 500		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits-und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012, ANSI/AAMI ES60601-1(2005) AMD 1(2012) und CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601.1-1:14. Zudem gemäß ANSI Z124.1, ANSI/ASME, A112.19.7, ASSE 1001 und CSA B64.1.1, ANSI/ASSE 1016. Ist konform mit 93/42 EEC und WRS. Entspricht außerdem der Norm EN 1717 für Trinkwasserschutz. Elektromagnetische Kompatibilität nach EN 55022, EN 55014-1 und 55011.		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
 Peter-Sander-Straße 10
 55252 Mainz-Kastel
 Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung und Wellnessoptionen**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
1		Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigungsfunktion für das begleitete Baden Parker Sitzbadewanne, mit elektrischer Neigungs- und Höhenverstellung für die bevorzugte Position von Pflegekraft und Bewohner bzw. Patient. Verfügt über eine Schwingtür zur Erleichterung des Zugangs und des begleiteten Transfers in und aus der Wanne. Ermöglicht den Seiteneinstieg von links aus Sicht des Badenden. Ist zudem ausgestattet mit einem Thermostat bestehend aus 3 Einzelthermostaten DN15 mit Höchsttemperatursicherung für die Wannenfüllung und Handbrause, inklusive Feststellknopf. Wannenkörper: Wannenkörper bestehend aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Inklusive zwei Haltegriffen. Nach oben zu öffnende, durch eine Gasdruckfeder gestützte und einer zusätzlichen Druckfeder abgesicherten Seitentür mit Gummidichtung. Mehrere Verbrühschutz-Stufen Ist zudem mit mehreren Verbrühschutz-Stufen, einschließlich Temperaturanzeige, temperatur- und druckregulierender Mischventile sowie einer automatischen Heißwasser-Abschaltung bei Überschreitung bestimmter Temperaturwerte, ausgestattet. Automatische Wannenfüllung Durch Drücken der Fülltaste am Bedienfeld wird der Fußraum der Wanne bis zu einem voreingestellten Level (96 Liter) gefüllt. Nachdem die Wanne gefüllt ist kann durch Drücken der Bedienungstaste Wasser nachgefüllt werden. Der Nachfüllvorgang stoppt automatisch nach 60 Sekunden oder kann durch erneutes drücken der Bedientaste beendet werden. Ein Überlaufen der Wanne wird so verhindert. Integriertes Bedienfeld zum Betätigen der Wannenfüllung und Dusche mit einer doppelten digitalen Temperaturanzeige, verchromtem Wanneneinlauf, Handbrause mit Absperrfunktion, Duschschlauch und Halterung für die Handbrause. Ein zusätzlich integrierter Akku (24 V) macht es möglich, den Badevorgang auch bei einem Netzausfall zu beenden. Alle Funktionen bis auf die automatische Wannenfüllung, Luftperlbad		

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung und Wellnessoptionen**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		und Sound & Vision (jeweils optional) werden durch den Akku gesichert. <u>Funktionssperrsystem</u> Die Parker Wanne ist mit einem Funktionssperrsystem erhältlich, welches folgende Funktionen sperrt: Automatische Wannenfüllung, Dusche, Luftperlbad, Höhenverstellung, Neigungsverstellung und Desinfektion. Dies gibt dem Pflegepersonal die Möglichkeit, ungewollte Funktionsänderungen zu vermeiden. Ist das Funktionssperrsystem aktiviert, blinkt eine gelbe LED. <u>Not-Aus-Schalter</u> Ein am Wannenrand montierter Not-Aus-Schalter stoppt im Notfall alle Funktionen. <u>Ab- und Überlaufgarnitur</u> Mit Geruchsverschluss DN 40 und flexiblem Ablaufschlauch. <u>Farben:</u> Weiß mit blauer Wannenstoßkante sowie in Weiß mit hellgrauer Wannenstoßkante erhältlich		
2		Technische Details und Maße: Wannenlänge: 1960 mm Wannenbreite: 750 mm Wannenhöhe: 2510 mm Hubhöhe niedrigste Stellung: 565 mm Hubhöhe höchste Stellung: 685 mm Gewicht je nach ausgewählten Optionen: 124-131 kg Maximale Einschaltdauer in der Hebe-/Senkfunktion: 1 Minute EIN, 9 Minuten AUS Maximale Einschaltdauer Sprudelbad-System: 15 Minuten EIN, 15 Minuten AUS Betriebskraft Bedienfeld: 4 N Betriebskraft Handbedienung: 3 N Betriebskraft für Handbedienung Sound & Vision-System: 3N Medizinische Ausstattung: Typ B Verschmutzungsgrad: 2 Brandschutzart: In Übereinstimmung mit EN/ISO 60601-1 Maximales Bewohner/Patientengewicht: 210 Kg Höchstlast (Bewohner + Wasser): 300 Kg Grundmodell Art.-Nr.: AL20000-EU Wasserverbrauch (V des Fußbeckens): 96 l Füllzeit bei 3,0 bar (43,5 psi) dynamischen Druck: 100 s		

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung und Wellnessoptionen**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		Wasservolumen bis Überlaufniveau: 230 l Wasservolumen bis auto. Füllstand 96 l Leerungsdauer (96 l): 3 Minuten Thermometerbereich: 10-50°C (50-122° F) Thermometergenauigkeit: +/-1°C (1.8° F) Thermometerauflösung: 0,1°C (0.18° F) <u>Stromversorgung:</u> 230/240 V Einphasig AC 50Hz Absicherung B10 A oder B16 A RCD-(FI) Schalter 30 mA IP-Schutzart: IPX4 Fabrikat: Arjo Typ: Parker 500		
3		Normen und Zertifizierungen Entspricht den allgemeinen Sicherheits-und Leistungsanforderungen für medizinische elektrische Geräte gemäß EN/IEC 60601-1:2005 AMD1:2012, ANSI/AAMI ES60601-1(2005) AMD 1(2012) und CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601.1-1:14. Zudem gemäß ANSI Z124.1, ANSI/ASME, A112.19.7, ASSE 1001 und CSA B64.1.1, ANSI/ASSE 1016. Ist konform mit 93/42 EEC und WRS. Entspricht außerdem der Norm EN 1717 für Trinkwasserschutz. Elektromagnetische Kompatibilität nach EN 55022, EN 55014-1 und 55011.		
4		Sonderausstattung (gegen Mehrpreis): <u>Luftperlbad</u> Luftperlbad mit neun verchromten Luftdüsen (davon 5 Luftdüsen im Fußbereich) mit Desinfektionseinrichtung, Heißluftgebläse, zwei Intensitätsstufen. Das Luftperlbad kann entweder über das Bedienfeld oder die Fernbedienung gesteuert werden. Eine Umstellung zwischen Fuß- oder Ganzkörperbenutzung ist möglich. <u>Desinfektion</u> Integrierte Desinfektionsanlage mit Flussmesser zur Beimischung des Desinfektionsmittels. Gelbe Desinfektionsbrause mit Absperrung und Drehkupplung. Seitliche Revisionsklappe für einfaches Verstauen der Desinfektionsbrause. Der Desinfektionsbehälter befindet sich in einem abschließbaren Aufbewahrungsfach un-		

Projekt:**Parker Höhenverstellbare Sitzbadewanne mit Neigevorrichtung und Wellnessoptionen**

Pos.	St.	Bezeichnung	EP	GP
		terhalb der Wanne. Mit Füllstandanzeige.		
		Zusätzlich erhältlich: 3-Liter Behälter gefüllt mit firmeneigenen Desinfektionsmittel.		
		<u>Sound&Vision-Therapie</u> Das Sound&Vision-System enthält eine mehrfarbige LED, zwei Lautsprecher, einen USB Stick und eine separate wassergeschützte Fernbedienung (IPX7). Für mehr Entspannung und Förderung der beruhigenden Vorteile des Badens.		
		<u>Beinauflage, Kopfpolster und Rückenpolster</u> Für erhöhten Komfort des Patienten/Bewohners sind zusätzliche Rücken-und Kopfpolster, mit Saugknöpfen ausgestattet erhältlich, die sich gut an der Wanne befestigen lassen. Die Beinauflage wird am Wannenrand eingehängt.		

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.

Arjo Deutschland GmbH
Peter-Sander-Straße 10
55252 Mainz-Kastel
Telefon: 06134 186 0, Telefax: 06134 186 160