

# Immer griffbereit durch den Silentia PSA Halter



## Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle leicht gemacht

Mit unserem praktischen PSA Halter haben Sie Ihre Hygieneartikel immer schnell bei der Hand. Er ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihre Handdesinfektionsmittel, Handschuhe, Feuchttücher und vieles mehr. Befestigen Sie den PSA Halter mit unserem einfachen Klicksystem an dem Silentia-Abschirmsystem. Die Spender werden in der leicht zu verschiebenden Klammer befestigt.

Die Klammer lässt sich leicht an der PSA Halterungsschiene hoch- und hinunter schieben und wird so in die von Ihnen gewünschte Position gebracht



Das Hygiene Equipment sitzt fest in der Klammer



### Flexible Befestigung mittels Klammer

Zur leichteren Handhabung der Hygieneartikel wird die Klammer an der PSA Halterungsschiene befestigt. Die Klammer kann in die von Ihnen gewünschte Position gebracht werden.

### Einfache Klick-Montage

Der PSA Halter lässt sich leicht an das Silentia Abschirmsystem anbringen. Schieben Sie den PSA Halter zur optimalen Positionierung entlang der Trennwand.

#### PSA HALTER

- SEMIFIX
- FESTE TRENNWÄNDE


HÖHE	ART.-NR.
1,45 m	06581
1,65 m	06582
1,85 m	06583



#### PSA HALTER

- BETTGIEBELWAND
- FALTWANDWAGEN

HÖHE	ART.-NR.
Einheitsgröße	06580



#### KLAMMERN

Art.-nr. 06590

Innere Abmessungen

T – Tiefe 5 mm

B – Breite 30 mm



Scannen Sie den QR-Code, um den PSA Halter im Einsatz zu sehen.