

E9X-REIHE FÜR STARK PFLEGEBEDÜRFTIGE PATIENTEN

Enterprise 9000X



Entwickelt für Sie und Ihre Patienten

Das Krankenhausbett Enterprise 9000X von Arjo bietet wesentliche Vorteile für Patienten, Pflegepersonal und die gesamte Pflegeeinrichtung. Inspiriert von den täglichen Herausforderungen der Pflegekräfte hat Arjo ein bewährtes Produkt weiter verbessert, welches weltweit Vertrauen in Krankenhäusern genießt. Bei der Entwicklung des Krankenhausbetts Enterprise 9000X hat sich Arjo ganz auf die Bedürfnisse der Kunden im Gesundheitswesen konzentriert:

- Sicherheit des Patienten und der Pflegekraft
- Erfüllung neuer internationaler Normen
- Robuste, intuitiv anwendbare und benutzerfreundliche Produkte
- Auf die Qualität der Patientenpflege ausgerichtete Lösungen

Das Enterprise 9000X Bett für Intensivpflege und hochgradig pflegebedürftige Patienten baut auf den Hauptmerkmalen der Klinikbetten Enterprise 5000X und 8000X auf und bietet ein zusätzliches Maß an Patientensicherheit und klinischer Funktionalität. Mit seinem patentierten Profilrahmensystem, der integrierten Personenwaage, dem Bettausstiegsalarm und den Einklemmschutzsensoren unter dem Bett wurde bei der Konstruktion besonderer Wert auf Patienten, Pflegepersonal und Einrichtung gelegt.

Funktionen und Leistungsmerkmale



BIO-CONTOUR-LIEGEFLÄCHENVERSTELLUNG

Die patentierte Bio-Contour-Liegeflächenverstellung bietet eine einzigartige Synthese aus Stellvorrichtungen des Betts mit einer gewölbten Matratzenplattform.



3-FACH-BETTVERLÄNGERUNG

Verschiedene Bettlängen lassen sich jetzt einfach in einem einzigen Untergestell konfigurieren. Das Ergebnis ist ein benutzerfreundliches, in der Länge verstellbares Krankenhausbett mit mehr Flexibilität und Auswahloptionen.



UNTERBETTBELEUCHTUNG

Die Bettausstiegsbereiche auf beiden Seiten sind beleuchtet, um Patienten beim Verlassen des Betts nachts oder in schlecht beleuchteten Räumen Orientierung zu bieten.



INFEKTIONSKONTROLLE

Das offene Design ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit und hilft Ihnen, die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen zu verbessern. Die Liegeflächensegmente sind leicht, glatt und lassen sich einfach entfernen.



PERSONENWAAGE

Die benutzerfreundliche integrierte Waage hat einen Wiegebereich von bis zu 250 kg. Das Wiegen kann in jeder Position erfolgen, und durch die automatische Kompensationsfunktion können Gegenstände auf das Bett gelegt bzw. davon entfernt werden, ohne dass das gewogene Patientengewicht dadurch beeinflusst wird.



EINKLEMMSCHUTZSENSOREN

Die Einklemmschutzsensoren können feststellen, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand unter dem Bett befindet. Wird der Laserstrahl unterbrochen, während die Liegefläche abgesenkt wird, bewegt sich die Liegefläche automatisch wieder vom Hindernis weg nach oben, um die Einklemmgefahr zu verringern.



BOXENSTOPP-SERVICE

Dank der guten Zugänglichkeit unter dem Konzept „Boxenstopp-Service“ können wichtige Teile wie Stellmotor, Schaltkasten und Batterie vor Ort in wenigen Minuten von nur einer Person ausgetauscht werden.



BETTAUSSTIEGSALARM

Im aktivierten Zustand dient der Bettausstiegsalarm zur Erfassung von Patientenbewegungen in abgestuften Sensibilitätsgraden und kann einen akustischen Alarm zur Benachrichtigung des Pflegepersonals auslösen.



HERZSTUHL-POSITION

Über das benutzerfreundliche Bedienfeld kann die Pflegekraft durch Auswahl des entsprechenden Symbols das Bett problemlos in die Herzstuhl-Position bringen.



NIEDRIGE HÖHE

Ein wesentlicher Vorteil bei der Reduzierung des Verletzungsrisikos durch Stürze.



30°-RÜCKENLEHNENWINKEL

Die Rückenlehne stoppt kurz, wenn sie einen Winkel von 30° erreicht. Damit wird eine einfache und angenehme Rückenlehnenverstellung gewährleistet.



Optional:
IndiGo

INDIGO - INTUITIVER FAHRANTRIEB

IndiGo (optional im Erstlieferungsumfang enthalten) ist ein 5. Rad mit Antrieb, das den Transport für jede Pflegekraft sofort erleichtert – für mehr Sicherheit und Einfachheit. IndiGo ist immer verfügbar und fest in Ihrem Enterprise-Bett verbaut.

Spezifikationen	Abmessungen
Gesamtlänge (Standard)	2350 mm (HOB), 2300 mm (HOD)
Gesamtbreite	1030 mm
Matratzenlänge (Standard)	2020 mm
Matratzenbreite	880 mm
Gesamtlänge (mit Verlängerung)	2470 mm (HOB), 2420 mm (HOD)
Matratzenlänge (mit Verlängerung)	2140 mm
Gesamtlänge (kurz)	2240 mm (HOB), 2190 mm (HOD)
Matratzenlänge (kurz)	1910 mm
Max. Höhe (mit 125 mm Lenkrollen)	760 mm
Min. Höhe (mit 125 mm Lenkrollen)	320 mm
Länge Rückenlehne	850 mm
Länge Sitzfläche	215 mm
Länge Wadenbereich	560 mm
Länge Oberschenkelbereich	365 mm

Sicherheitsangaben	Abmessungen
Sichere Arbeitslast (SAL)/ maximales Patientengewicht	250 kg / 185 kg
Kopfteil feststehend (nicht mitfahrend)	
Sicherheitsstandard	IEC60601-2-52

Elektrische Spezifikationen	Angaben
Eindringenschutz	IPX4
Schutz vor Stromschlag	Klasse 1, Typ B
Eingangsleistung 1	3 A max. bei 230 V AC 50/60 Hz
Eingangsleistung 2	5,8 A max. 120 V AC 60 Hz

Funktionen	Abmessungen
Neigung Kopfteil	12°
Neigung Fußteil	12°
Winkel Rückenlehne	62°
Stopp Rückenlehne	30°
Winkel	20°
Oberschenkelbereich	
Winkel Wadenbereich	16°

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER ENTERPRISE UND INDIGO



Demonstrationsvideo
für die Enterprise-Serie



Demonstrationsvideo
für IndiGo

Oktober 2019 Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2019

ABei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Schweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hägendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

