Wellness Nordic Relax® Chair



Menschen mit kognitiven Störungen kann durch spezielle, beruhigende Musik und taktile Stimulation geholfen werden, sich besser zu entspannen.
Das Wohlbefinden wird so positiv beeinflusst, und die Lebensqualität wird tatsächlich verbessert.

Der vollautomatische Wellness Nordic Relax Chair vereint diese Funktionen mit einer Schaukelbewegung und bietet so ein einzigartiges und beruhigendes multisensorisches Erlebnis.

- Eingebautes Audiosystem mit MusiCure®-Musik
- Drei voreingestellte automatische Programme bieten multisensorische Stimulation
- Einfach zu reinigendes, weiches Kunstleder
- Ausschwenkbare Armstützen
- Abnehmbarer Inkontinenzbezug
- Untergestell mit R\u00e4dern f\u00fcr eine problemlose Integration mit Liftersystemen von Arjo
- Optional: Schwere Decke und U-förmiges Kissen



Farben und Optionen

Der **Wellness Nordic Relax Chair** ist in zwei Hauptfarben (Schwarz oder Weiß) mit den Akzentfarben (Armstützen und Inkontinenzbezug) Weiß, Rot oder Schwarz erhältlich. Ab März 2020 auch in Akzentfarbe hellgrün sowie hellund dunkelbraun erhältlich.

AC 230 V/50 Hz
90 W
0 bis 40 °C
EN1021-1 & 1021-2

MUSIK UND VIBRATION	
Тур	1-Wege, 1-Lautsprechersystem
Impedanz	8 Ω
Lautsprechermembrangröße	Volle Reichweite, 700 mm × 22
Verstärker	14 W (7 W + 7 W), 1 kHz
Vibrationsverstärker	14 W, 70 Hz
Abgeschirmtes Design	Nein
Externe Eingangsklemme	Stereo-Minibuchse, 3,5 mm

FERNBEDIENUNG	
Funktionsreichweite	ca. 1000 mm
IR-Empfänger	Beide Seiten des Stuhls
Batterie	2 x AAA

VOREINGESTELLTE PROGRAMME	3 PROGRAMME: RELAX, REFRESH UND COMFORT
Relax	Dauer 20 Min. - Rückenlehne wird bei Programmstart auf die halb liegende Position eingestellt - Die halb liegende Position wird für die Dauer des Programms beibehalten - Am Ende des Programms bleibt die Liegefläche in ihrer Position - Automatische Musicure-Entspannungsmusik - Taktile Stimulation am Rücken
Refresh	Dauer 20 Min. - Die Rückenlehne wird in fünf Schritten abgesenkt - Am Ende des Programms wird die sitzende Position wieder eingestellt

Dauer	120	Min

Comfort

- Die Rückenlehne bleibt für die gesamte Dauer des Programms aufrecht

- Variierende Schaukelgeschwindigkeit - Automatische Musicure-Stimulationsmusik

- Taktile Stimulation am Rücken

- Gleichbleibende Schaukelgeschwindigkeit

- Keine Musik

Hauptfarben Schwarz Weiß Rot Schwarz Weiß Rot Schwarz

GESAMTABMESSUNGEN (EI	NSCHLIEßLICH UNTERGESTELL)
Länge, aufrechte Position	1435 mm
Höhe, aufrechte Position	1225 mm
Länge, komplette Liegeposition	1830 mm
Höhe, bis OK-Armstützen	835 mm
Max. Breite (Untergestell)	850 mm
Länge, Rückenlehne	850 mm
Länge, Sitzfläche	530 mm
Länge, Beinstütze	500 mm
Breite, Sitzfläche	665 mm
Sitzhöhe	530 mm
Sitzhöhe, vorderes Ende	585 mm
Produktgewicht, einschl. Untergestell	74,4 kg
Produktgewicht, nur Stuhl (einschl. Matratze, Kissen, Fern- bedienung)	46 kg
Lenkrollentyp	Frei drehend, bremsbar
Lenkrollengröße	100 mm
Bodenfreiheit	130 mm
Sichere Arbeitslast	130 kg
MATERIAL	
Beschichtetes Gewebe	Polyvinylchlorid-Leder (Kunstleder)
Polstermaterial	Schaumstoff
Armstütze und Inkontinenzbezug	Stamskin TOP [®] , mit Sanitized [®] PL 2432 (PES) gegen Bakterien, Geruch und Pilze behandelt
OPTIONALES ZUBEHÖR	ERHÄLTLICH IN WEITEREN GRÖßEN UND GEWICHTEN
Schwere Faserdecke	3,7 kg, 1250 mm x 1000 mm
Bezug für Faserdecke	1250 mm x 1000 m
U-förmiges Kissen	Erhältlich in rot

Februar 2018 Alle Produkte haben eine CE-Kennzeichnung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2018

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets "with people in mind".

Arjo AB·Hans Michelsensgatan 10·211 20 Malmö·Sweden·+46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH·Peter-Sander-Straße 10·55252 Mainz-Kastel·Deutschland·+49 6134-186 0
Arjo AG·Fabrikstrasse 8/Postfach·4614 Hägendorf·Schweiz·+41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH·Lemböckgasse 49A·123 Wien·Österreich·+43 (0) 866 56



